

Tables pour IRM à hauteur fixe

Ces tables universelles, à hauteur fixe, sont destinées à être utilisées comme chariot de transport de patient dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Elles sont compatibles avec tous les systèmes d'IRM jusqu'à 7 Tesla (selon leurs fiches de données de compatibilité).

Les tables de transport de patients IRM peuvent être utilisées en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- un champ magnétique statique de 7 teslas maximum ou moins,
- avec en plus un gradient spatial de 7 T/m maximum ou moins,
- le côté frontal de la tête/du pied du divan ne doit pas dépasser la ligne limite de 7 T/m dans le sens de la poussée vers l'aimant.

Options

- Cadre en acier inoxydable es seulement très légèrement magnétique.
- Quatre roulettes doubles multidirectionnelles (Ø 100 mm, toutes verrouillables) pour un déplacement sans effort.
- Avec ou sans barrières latérales de sécurité.
- Réglage en continu du repose-tête (+40°) par mécanisme de serrage de tige.
- Plateau de table en deux plans, épaisseur du matelas 64 mm, charge max. 200 kg.
- Hauteurs disponibles 650 mm (hauteur standard), 700, 750 et 800 millimètres pour une bonne ergonomie (au choix, sans supplément). La hauteur s'entend avec les roulettes.
- Largeurs disponibles 650 mm (Réf. U-3065/LRVA, AWL-3065/VA) et 800 mm (Réf. EKG-3080/LRVA, AWL-3080/VA).

Caractéristiques

- Pour assurer la sécurité du transport des patients, les tables IRM sont également disponibles avec des barrières latérales de sécurité. Afin de permettre un accès libre au patient de part et d'autre selon les besoins, les barrières latérales de sécurité (800 x 250 mm, LxH) peuvent être positionnées vers le haut ou vers le bas par un simple mouvement de rotation et verrouillées en place avec un boulon coulissant.



1



2

Accessoires

- Support à perfusion (Réf. INF-1720/VA) avec quatre crochets et fixation à la table.
- Support rouleau de papier, côté pieds, Réf. P-3050/A (pour table de largeur 650 mm), ou P-3070/A (pour largeur 800 mm).



3

Référence	U-3065/LRVA	EKG-3080/LRVA	AWL-3065/VA	AWL-3080/VA
Photo(s)	1	Similaire 1	2, dans 3	Similaire 2
Largeur (mm)	650	800	650 (795 avec barrières)	800 (975 avec barrières)
Longueur (mm)	1900 (500/1400)			
Hauteur (mm)	650/700/750/800			
Roulettes	Quatre roulettes verrouillables, Ø 100 mm (Ø 125 mm également disponibles contre un supplément)			
Barrières de sécurité (mm)	-		800x250 (LxH), pivotantes	