

Tabouret pivotant (OP) avec commande au pied

Nous avons complété notre gamme de tabourets pivotants (avec levier à main) avec des modèles réglables en hauteur par un anneau chromé, situé sous le piètement. Ces tabourets à commande au pied sont également disponibles avec roulettes doubles et sellerie cuir synthétique antistatiques, pour une utilisation en salle d'opération.



1 DHFA-2000/LEIT



2 DHFA-2000

Tabouret pivotant pour salle d'opération DHFA-2000/LEIT

- Piètement en aluminium à cinq branches (Ø 610 mm)
- Roulettes doubles autobloquantes antistatiques (roulettes souples en série)
- Siège Ø 380 mm, épaisseur sellerie 75 mm
- Siège recouvert de similicuir antistatique (coloris noir)
- Réglage en hauteur du siège environ 460-580 mm
- Anneau chromé de commande au pied Ø 300 mm
- Charge max. 130 kg
- Poids du produit env. 9 kg

Tabouret pivotant DHFA-2000

- Piètement en aluminium à cinq branches (Ø 610 mm)
- Roulettes doubles autobloquantes (en série pour sols souples)
- Siège Ø 380 mm, épaisseur sellerie 75 mm
- Siège recouvert de similicuir (21 coloris au choix)
- Réglage en hauteur du siège environ 460-580 mm
- Anneau chromé de commande au pied Ø 300 mm
- Charge max. 140 kg
- Poids du produit env. 9 kg

Photo	Référence	Réglage hauteur (mm)	Base aluminium	Prix (EUR)
			Finition polie	
1	DHFA-2000/LEIT	460-580	x	
2	DHFA-2000	460-580	x	