

## Tables de phlébologie en deux plans AGA-PHLEBO-LIFT & AGA-PHLEBO-MAT

Les tables de phlébologie combinées en trois plans (présentées dans une autre brochure) sont également disponibles avec un plateau en deux plans, pour une utilisation spécifique en phlébologie pure et en dermatologie.

La table de phlébologie AGA-PHLEBO-LIFT avec une construction en deux plans (Réf. VEKO-1060/3EE) offre le réglage motorisé de la hauteur et de l'inclinaison. Le modèle AGA-PHLEBO-MAT (Réf. VEKO-1062/3E), par contre, a une hauteur fixe de 930 mm (en position horizontale) et un réglage électrique de l'inclinaison seulement (+74° à -20°). Veuillez noter que le mécanisme de réglage de la hauteur ne peut pas être ajouté ultérieurement.

Les moteurs ultra-silencieux, sans entretien, anti-éclaboussures sont contrôlés par un interrupteur pneumatique au pied. Spécifications de chaque moteur 230V, 50/60 Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.



1 VEKO-1060/EE, LR/Z-50

Vous trouverez les descriptions complètes de ces produits, ainsi que les options et accessoires disponibles aux pages 37, 40-41 de notre catalogue (No. 42) et en ligne sur [www.agasan.com](http://www.agasan.com).

	AGA-PHLEBO-LIFT	AGA-PHLEBO-MAT
Référence	VEKO-1060/EE	VEKO-1062/E
Photo(s)	In 1	2
Prix		
Cadre	Laqué	
Longueur (mm) - Repose-tête/section principale	1900 500/1400	
Largeur (mm)	620 (680 avec rails normalisés)	
Réglage hauteur (mm)	730-930 (électrique)	—
Hauteur fixe (mm)	—	930
Surface de table	2 plans	
Épaisseur sellerie (mm)	64	
Charge maximale (kg)	150	
Réglage inclinaison	-20° / +74°	
Réglage repose-tête	+40° (serrage de tige)	
Support rouleau papier	P-2065/A	
Accessoires	Pages 40-41	



2 VEKO-1062/E