

Zweiteilige Phlebologieliegen AGA-PHLEBO-LIFT & AGA-PHLEBO-MAT

Die dreiteiligen kombinierten Phlebologieliegen (im anderen Produktblatt) sind, speziell für den Einsatz in der reinen Phlebologie und Dermatologie, mit einem zweiteiligen Polsteraufbau erhältlich.

Auch der zweiteilige AGA-PHLEBO-LIFT (Bestell-Nr. VEKO-1060/EE) ist ohne Höhenverstellung verfügbar. Der so genannte AGA-PHLEBO-MAT (Bestell-Nr. VEKO-1062/E) ist nur in der Neigung elektromotorisch verstellbar und hat in der waagerechten Stellung eine feste Arbeitshöhe von 930 mm. Die Höhenverstellung ist nicht nachrüstbar.

Die eingesetzten Antriebe sind wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, die über Fußschalter mittels Luftimpulse gesteuert werden. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.



1 VEKO-1060/EE, LR/Z-50

Die detaillierten Produktinformationen sowie die weiteren Eigenschaften, Optionen und das gegen Aufpreis lieferbare Zubehör sind in unserer Katalogausgabe 42 (Seiten 37 und 40-41) und auf unserer Webseite www.agasan.com beschrieben.

	AGA-PHLEBO-LIFT	AGA-PHLEBO-MAT
Bestellnummer	VEKO-1060/EE	VEKO-1062/E
Abbildung(en)	in 1	2
Preis (EUR)		
Rahmen	Lack	
Länge (mm)	1900	
Kopfteil/Liegefläche	500/1400	
Breite (mm)	620 (680 mit OP-Schienen)	
Höhenverstellung (mm)	730-930 (Elektromotor)	—
Feste Höhe (mm)	—	930
Liegefläche	2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64	
Belastbarkeit (kg)	150	
Kippverstellung	-20° / +74°	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)	
Papierrollenhalter	P-2065/A	
Weiteres Zubehör	Seiten 40-41	



2 VEKO-1062/E